

#8.70001.X
Ankle Positioning
Hook and Loop Closure

Table of Contents:

| | |
|----------|----|
| EN | 4 |
| NL | 6 |
| DE | 8 |
| FR | 10 |
| ES | 12 |
| IT | 14 |
| DA | 16 |
| NO | 18 |
| SK | 20 |
| FI | 22 |
| SV | 24 |

Ankle Positioning Hook and Loop Closure

Application:

Positioning product for the ankles. Please closely read and follow the instructions.



Warning:

This product is not a safety belt!

Always use the ankle positioning in combination with a hip belt!

First unfasten the ankle positioning and only then the hip belt. The product should be used only by authorised personnel and on their recommendation.

The product's assembly and adjustments should be performed by authorised personnel.



Ankle Positioning Hook and Loop Closure

Assembly instructions:

1. Ensure you have the right product in the correct size.
Consideration: Do not use the belt if the client suffers from vascular disease or disrupted sensitivity. Seek advice from a doctor!
 2. Carefully read the instructions included in the packaging.
 3. Ensure the product is complete.
 4. Determine and then mark the most suitable position for the feet.
 5. Determine the proper position of the metal brackets and attach these to the footplate.
 6. Attach the ankle positioning.
 7. Fasten the ankle positioning using the hook and loop strips.
 8. Avoid uncomfortably and alleviate pressure at regular intervals.
 9. Always avoid constricting catheters and stomas.
 10. Tuck away the webbing straps' end into the strap holders.
 11. Ensure the webbing straps are not in contact with any of the wheelchair's moving/turning parts.
- Attention: Daily check the attachment and tension of the webbing straps. Regularly check if the webbing straps, belts, and padded parts are worn out.
12. Always use the ankle positioning in combination with a hip belt! First unfasten the ankle positioning and only then the hip belt.

Maintenance:

Hand wash at a maximum of 30° Celsius. Do not tumble dry! Daily check the webbing straps' attachment and tension. Regularly check if the webbing straps, belts, and padded parts are worn out.



Contents:

1. Attachment brackets
2. Ladder lock buckles
3. Positioning Belt
4. Set of instructions



Enkelpositionering haak en lusluiting

Toepassing:



Positioneringsproduct voor de enkels. Lees en volg de instructies zorgvuldig.

Waarschuwing:

Dit product is geen veiligheidsgordel!

Gebruik de enkelpositionering altijd in combinatie met een heupgordel!

Maak eerst de enkelpositionering los en dan pas de heupgordel. Het product mag alleen worden gebruikt door bevoegd personeel en op hun aanbeveling. De montage en verstellingen moeten worden uitgevoerd door bevoegd personeel.



Enkelpositionering haak en lusluiting

Montage-instructies:

1. Garandeer dat u het juiste product in de juiste maat heeft.
Overweging: Gebruik de gordel niet als de cliënt lijdt aan vaatziekten of een verstoorde gevoeligheid. Vraag een arts om advies.
2. Lees de instructies inbegrepen in de verpakking zorgvuldig door.
3. Controleer dat het product compleet is.
4. Bepaal en markeer de beste positie voor de voeten.
5. Bepaal de juiste positie van de metalen beugels en maak deze vast aan de voetplaat.
6. Maak de enkelpositionering vast.
7. Maak de enkelpositionering vast met behulp van de haak en lusbanden.
8. Voorkom een oncomfortabel gevoel en verlicht de druk met regelmatige tussenpozen.
9. Vermijd altijd het beknellen van katheters en stoma's.
10. Steek het uiteinde van de riemen in de riemhouders.
11. Controleer dat de riemen niet in contact komen met de bewegende/ draaiende onderdelen van de rolstoel.
Let op: Controleer dagelijks de bevestiging en spanning van de riemen. Controleer regelmatig van de riemen, gordel en kussens zijn versleten.
12. Gebruik de enkelpositionering altijd in combinatie met een heupgordel!
Maak eerst de enkelpositionering los en dan pas de heupgordel.

Onderhoud:

Handwas op maximaal 30° Celsius. Niet in de droogtrommel drogen!
Controleer dagelijks de bevestiging en spanning van de riemen. Controleer regelmatig van de riemen, gordel en kussens zijn versleten.



Inhoud:

1. Bevestigingsbeugels
2. Ladderslotbanden
3. Positioneringsgordel
4. Instructieset

4 x



4 x



Knöchelpositionierung Haken- und Flauschverschluss



Anwendung:

Positionierungsprodukt für die Knöchel. Bitte lese und befolge die Anweisungen genau.

Warnung:

Dieses Produkt ist kein Sicherheitsgurt!

Verwende die Knöchelpositionierung immer in Kombination mit einem Hüftgurt! Löse zuerst die Knöchelpositionierung und erst dann den Hüftgurt. Das Produkt darf nur von autorisiertem Personal und auf dessen Empfehlung hin verwendet werden. Die Montage und Einstellung des Produkts sollte von autorisiertem Personal durchgeführt werden.



Knöchelpositionierung Haken- und Flauschverschluss

Montageanleitung:

1. Achte darauf, dass du das richtige Produkt in der richtigen Größe hast.
Überlegung: Verwende den Gurt nicht, wenn der Kunde an einer Gefäßkrankung oder einer gestörten Sensibilität leidet. Lass dich von einem Arzt beraten.
2. Lies die Anweisungen auf der Verpackung sorgfältig durch.
3. Stelle sicher, dass das Produkt vollständig ist.
4. Bestimme und markiere dann die am besten geeignete Position für die Füße.
5. Bestimme die richtige Position der Metallbügel und befestige sie an der Fußplatte.
6. Bringe die Knöchelpositionierung an.
7. Befestige die Knöchelpositionierung mit den Flauschstreifen.
8. Vermeide unbequemen Druck und lindere ihn in regelmäßigen Abständen.
9. Vermeide es immer, Katheter und Stomata zu beeinträchtigen.
10. Stecke die Enden der Gurtbänder in die Gurthalter.
11. Achte darauf, dass die Gurtbänder nicht mit den beweglichen Teilen des Rollstuhls in Berührung kommen.
Achtung: Überprüfe täglich die Befestigung und Spannung der Gurtbänder. Prüfe regelmäßig, ob die Gurtbänder, Gurte und gepolsterten Teile abgenutzt sind.
12. Verwende die Knöchelpositionierung immer in Kombination mit einem Hüftgurt! Löse zuerst die Knöchelpositionierung und erst dann den Hüftgurt.

Pflege:

Handwäsche bei maximal 30° Celsius. Nicht im Trockner trocknen! Überprüfe täglich die Befestigung und Spannung der Gurtbänder. Prüfe regelmäßig, ob die Gurtbänder, Gurte und gepolsterten Teile abgenutzt sind.



Inhalte:

1. Befestigungsklammern
2. Leiterschloss-Schnallen
3. Positionierungsgurt
4. Satz von Anweisungen



Fermeture à scratch pour le positionnement de cheville



Application:

Produit de positionnement pour les chevilles. Veuillez lire attentivement et suivre les instructions.

Application:

Ce produit n'est pas une ceinture de sécurité!

Utilisez toujours le positionnement de cheville en combinaison avec une ceinture de hanche! Détachez d'abord le positionnement de chevilles et seulement ensuite la ceinture de hanche. Le produit ne doit être utilisé que par des personnes autorisées et sur leur recommandation. Le montage et les réglages du produit doivent être effectués par du personnel autorisé.



Fermeture à scratch pour le positionnement de cheville

Instructions de montage:

1. Assurez-vous d'avoir le bon produit dans la bonne taille.
Remarque: N'utilisez pas la ceinture si le client souffre d'une maladie vasculaire ou d'une sensibilité altérée. Demandez conseil à un médecin.
2. Lisez attentivement les instructions incluses dans l'emballage.
3. Assurez-vous que le produit est complet.
4. Déterminez puis marquez la position la plus appropriée pour les pieds.
5. Déterminez la position correcte des supports métalliques et fixez-les à la plaque de base.
6. Fixez le positionnement de cheville.
7. Attachez le positionnement de cheville à l'aide des bandes à scratch.
8. Évitez les situations inconfortables et allégez la pression à intervalles réguliers.
9. Évitez toujours de trop serrer les cathéters et les stomies.
10. Rentez l'extrémité des sangles dans les porte-sangles.
11. Assurez-vous que les sangles ne sont pas en contact avec les parties mobiles ou pivotantes du fauteuil roulant.
Attention: Vérifiez quotidiennement la fixation et la tension des sangles. Vérifiez régulièrement que les sangles, les ceintures et les parties rembourrées ne sont pas usées.
12. Utilisez toujours le positionnement de cheville en combinaison avec une ceinture de hanche! Détachez d'abord le positionnement de chevilles et seulement ensuite la ceinture de hanche.

Entretien:

Lavage à la main à une température maximale de 30° Celsius. Ne pas mettre au sèche-linge! Vérifiez quotidiennement la fixation et la tension des sangles. Vérifiez régulièrement que les sangles, les ceintures et les parties rembourrées ne sont pas usées.



Sommaire:

1. Supports de fixation
2. Boucle à passant double
3. Ceinture de positionnement
4. Ensemble d'instructions

4 x



4 x



Gancho de posicionamiento en el tobillo y cierre de bucle



Aplicación:

Producto de posicionamiento de los tobillos Lea atentamente y siga las instrucciones.

Aviso:

¡Este producto no es un cinturón de seguridad!

Utilice el posicionamiento de tobillo siempre en combinación con un cinturón de cadera. Suelte primero el posicionamiento de tobillo y solo después el cinturón de cadera. Este producto debe utilizarse únicamente por personal autorizado y con su recomendación. El montaje del producto y su ajuste deberá ser realizado por personal autorizado.




Gancho de posicionamiento en el tobillo y cierre de bucle

Instrucciones de montaje:

1. Verifique que se dispone del producto adecuado en la talla correcta. Tenga en cuenta: no use el cinturón si el cliente sufre de enfermedad vascular o falta de sensibilidad. Consulte con un médico.
2. Lea con atención las instrucciones incluidas en el paquete.
3. Verifique que el producto está completo.
4. Determine y luego marque la posición más adecuada de los pies.
5. Determine la posición adecuada de los soportes metálicos y fijarlos a las placas de los pies.
6. Fije el posicionamiento del tobillo.
7. Abroche el posicionamiento de tobillo utilizando el gancho y las tiras de bucle.
8. El producto debe resultar cómodo y se debe aflojar la presión regularmente.
9. Evite constreñir catéteres y estomas.
10. Oculte los extremos de las tiras de fijación dentro de los soportes de las tiras.
11. Asegúrese de que las tiras de fijación no están en contacto con ninguna pieza móvil o giratoria de la silla de ruedas.
Atención: Verifique diariamente la sujeción y tensión de las tiras de fijación. Verifique regularmente que las tiras de fijación, los cinturones y las almohadillas no sufren desgaste.
12. Utilice el posicionamiento de tobillo siempre en combinación con un cinturón de cadera. Suelte primero el posicionamiento de tobillo y solo después el cinturón de cadera.

Mantenimiento:

Lave a mano a una temperatura máxima de 30 grados Celsius. No seque en secadora! Verifique diariamente la sujeción y tensión de las tiras de fijación. Verifique regularmente que las tiras de fijación, los cinturones y las almohadillas no sufren desgaste.



Contenido:

1. Soportes de fijación
4. Hebillas de bloqueo de escalera
3. Cinturón de posicionamiento
4. Manual de instrucciones



Chiusura con gancio e passante per il posizionamento per le caviglie



Utilizzo:

Prodotto di posizionamento per le caviglie. Leggi attentamente, e segui le istruzioni.

Avvertenza:

Questo prodotto non è una cintura di sicurezza!

Utilizza sempre il posizionamento per le caviglie insieme a una cinghia per fianchi! Slaccia prima il posizionamento per le caviglie, e solo dopo la cinghia per fianchi. Il prodotto deve essere utilizzato solo da personale debitamente autorizzato e su loro precisa indicazione. Il montaggio e la regolazione del prodotto devono essere eseguiti da personale autorizzato.



Chiusura con gancio e passante per il posizionamento per le caviglie

Istruzioni per l'assemblaggio:

1. Assicurati di avere il prodotto giusto della misura corretta.
Considerazione: Non utilizzare la cintura se il cliente soffre di malattie vascolari o di disturbi della sensibilità. Chiedi consiglio a un medico.
2. Leggi attentamente le istruzioni incluse nella presente confezione.
3. Assicurati che il prodotto sia integro e completo.
4. Individua e successivamente segna la posizione più adatta per i piedi.
5. Determina la posizione corretta per le staffe metalliche, e fissale alla pedana.
6. Fissa il posizionamento per le caviglie.
7. Fissa il posizionamento per le caviglie utilizzando le strisce a strappo.
8. Evita di creare disagio al paziente, e allevia la pressione a intervalli regolari.
9. Evita sempre di stringere cateteri e stomie.
10. Infila le estremità delle cinghie di fissaggio negli appositi supporti.
11. Verifica che le cinghie non siano a contatto con le parti mobili e rotanti della sedia a rotelle.
Attenzione: Controlla quotidianamente l'attacco e la tensione delle cinghie di fissaggio. Controlla regolarmente se le cinghie, le cinture e le parti imbottite risultano usurate.
12. Utilizza sempre il posizionamento per le caviglie insieme a una cinghia per fianchi! Slaccia prima il posizionamento per le caviglie, e solo dopo la cinghia per fianchi.

Manutenzione:

Lava a mano a una temperatura massima di 30° Celsius. Non asciugare con una asciugatrice! Controlla quotidianamente l'attacco e la tensione delle cinghie di fissaggio. Controlla regolarmente se le cinghie, le cinture e le parti imbottite risultano usurate.



Contenuto:

1. Staffe di fissaggio
2. Fibbie con chiusura a scaletta
3. Cinghia di posizionamento
4. Set di istruzioni



Ankel-positionering med krog og løkke lukning



Anvendelse:

Positioneringsprodukt til anklerne. Læs og følg vejledningen nøje.

Advarsel:

Dette produkt er ikke en sikkerhedssele!

Brug altid ankel-positioneringen i kombination med en hoftesele! Løsn først ankel-positioneringen og først derefter hoftebæltet. Produktet må kun anvendes af autoriseret personale og efter deres anbefaling. Produktets montering og justeringer bør udføres af autoriseret personale.



Ankel-positionering med krog og løkke lukning

Monteringsvejledning:

1. Sørg for, at du har det rigtige produkt i den rigtige størrelse.
Bemærk: Bæltet må ikke anvendes, hvis klienten lider af hjerte-kar-sygdom eller nedsat følsomhed. Spørg din læge om råd.
2. Læs vejledningen i emballagen omhyggeligt.
3. Sørg for, at produktet er komplet.
4. Bestem og marker derefter den mest hensigtsmæssige placering af fødderne.
5. Bestem den korrekte placering af metalbeslagene, og fastgør dem til fodpladen.
6. Fastgør ankel-positionering.
7. Fastgør ankel-positioneringen ved hjælp af kroge og løkker.
8. Undgå ubehag, og lindre trykket med jævne mellemrum.
9. Undgå altid at klemme katetre og stomi.
10. Stik enden af spænderemmen ind i remholderne.
11. Sørg for, at spænderemmen ikke er i kontakt med kørestolens bevægelige/drejelige dele.
OBS: Kontroller dagligt fastgørelsen og spændingen af spænderemmen. Kontroller regelmæssigt, om spænderemmen, bæltene og de polstrede dele er slidte.
12. Brug altid ankel-positioneringen i kombination med en hoftese! Løs først ankel-positioneringen og først derefter hoftebæltet.

Vedligeholdelse:

Håndvaskes ved højst 30° C. Må ikke tørres i tørretumbler! Kontroller dagligt, om spænderemmen er fastgjort og spændt. Kontroller regelmæssigt, om spænderemmen, bæltene og de polstrede dele er slidte.



Indhold:

1. Fastgørelsesbeslag
2. Spænder med stigelås
3. Positioneringsbælte
4. Sæt af instruktioner



Ankle Positioning Hook and Loop Closure



Bruk:

Posisjoneringeringsutstyr for ankene. Vennligst les og følg instruksjonene nøye.

Advarsel:

Dette produktet er ikke et sikkerhetsbelte!

Bruk alltid ankel-posisjonering i kombinasjon med et hoftebelte! Løsne først ankelposisjoneringen og deretter hoftebeltet. Produktet skal kun brukes av autorisert personer og etter deres anbefaling. Produktets montering og justeringer bør utføres av autorisert personer.



Ankle Positioning Hook and Loop Closure

Monteringsanvisninger:

1. Pass på at du har riktig produkt i riktig størrelse.
Merk: Ikke bruk beltet om personen lider av vaskulær sykdom eller høy grad av følsomhet. Søk råd fra en lege.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. Identifiser og merk deretter den mest passende posisjonen for føttene.
5. Bestem riktig plassering av metallbrakettene og fest disse til fotplaten.
6. Fest ankelposisjoneringen.
7. Fest ankelposisjoneringen ved hjelp av spennene.
8. Unngå ubehag og demp trykket med jevne mellomrom.
9. Unngå alltid å stramme inn katetre og stomier.
10. Stikk stroppenes ender inn i stroppholderne.
11. Sørg for at stropkene ikke er i kontakt med noen av rullestolens bevegelige/roterende deler.
Obs! Kontroller festet og strammingen av stropkene daglig. Kontroller regelmessig om stropper, belter og polstrede deler er slitte.
12. Bruk alltid ankel-posisjonering i kombinasjon med et hoftebelte! Løsne først ankelposisjoneringen og deretter hoftebeltet.

Vedlikehold:

Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i tørketrommel.
Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og polstrede deler ukentlig.
Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.



Innhold:

1. Festebraketter
2. Beltespenner
3. Ankelseler
4. Brukerveiledning



Zapínanie na háčik a slučku na polohovanie členkov

Použitie:



Polohovací produkt na členky. Pozorne si prečítajte a dodržiavajte pokyny.

Varovanie:

Tento produkt nie je bezpečnostný pás!

Vždy používajte na polohovanie členku v kombinácii s bedrovým pásom!

Najskôr odopnite polohovanie členku a až potom bedrový pás. Produkt smie používať iba autorizovaný personál a na jeho odporúčanie. Montáž a nastavenie produktu by mal vykonávať autorizovaný personál.



Zapínanie na háčik a slučku na polohovanie členkov

Montážne pokyny:

1. Uistite sa, že máte správny produkt v správnej veľkosti.
Upozornenie: Pás nepoužívajte, ak klient trpí cievnym ochorením alebo narušenou citlivosťou. Požiadajte o radu lekára.
 2. Pozorne si prečítajte pokyny, ktoré sú súčasťou balenia.
 3. Uistite sa, že produkt je kompletný.
 4. Určite a následne označte najvhodnejšiu polohu pre chodidlá.
 5. Určite správnu polohu kovových držiakov a pripevnite ich k stupačke.
 6. Pripojte systém na polohovanie členku.
 7. Upevnite systém na polohovanie členku pomocou pásov so suchým zipsom.
 8. Vyhnite sa nepríjemným pocitom a v pravidelných intervaloch zmierňujte tlak.
 9. Vždy sa vyhýbajte zúženiu katétrov a stómií.
 10. Zastrčte koniec popruhov do držiakov popruhov.
 11. Uistite sa, že popruhy nie sú v kontakte so žiadnou z pohyblivých/otočných častí invalidného vozíka.
- Na vedomie: Denne kontrolujte upevnenie a napnutie popruhov. Pravidelne kontrolujte, či popruhy, pásy a polstrované časti nie sú opotrebované.
12. Vždy používajte na polohovanie členku v kombinácii s bedrovým pásom! Najskôr odopnite polohovanie členku a až potom bedrový pás.

Údržba:

Ručné pranie maximálne na 30° Celzia. Nesušte v sušičke! Denne kontrolujte upevnenie a napnutie popruhov. Pravidelne kontrolujte, či popruhy, pásy a polstrované časti nie sú opotrebované.



Obsah:

1. Upevňovacie konzoly
2. Rebríkové zámky
3. Polhovací pás
4. Sada pokynov



Nilkkakiinnitys tarranauhalukolla



Käyttötarkoitus:

Kiinnitystuote nilkoille. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä.

Varoitus:

Tämä tuote ei ole turvavyö!

Käytä nilkkakiinnitystä aina yhdessä lantiovyön kanssa! Avaa ensin nilkkakiinnitys ja vasta sitten lantiovyö. Tuotetta saa käyttää vain valtuutettu henkilö ja valtuutetun henkilön suosituksella. Vain valtuutettu henkilöstö saa koota tuotteen tai säätää sitä.



Nilkkakiinnitys tarranauhalukolla

Kokoamisohjeet:

1. Varmista, että tuote on oikea ja oikeaa kokoa.
Huomaa: Älä käytä vyötä, jos asiakas kärsii verisuonisairaudesta tai herkkyyshäiriöistä. Kysy neuvoa lääkäriltä.
2. Lue huolellisesti pakkauksen mukana tulevat ohjeet.
3. Varmista, että tuote sisältää kaiken tarvittavan.
4. Määritä ja merkitse jaloille paras asento.
5. Määritä metallipidikkeiden asianmukainen sijainti ja kiinnitä ne jalkalevyyn.
6. Kiinnitä nilkkakiinnitys.
7. Kiinnitä nilkkakiinnitys tarranauhojen avulla.
8. Vältä epämukavaa oloa ja lievitä painetta säännöllisin väliajoin.
9. Vältä aina katetrien ja avanteiden puristuksiin jäämistä.
10. Laita reunavahvikehien päät piiloon hihnapidikkeisiin.
11. Varmista, että reunavahvikehien päät eivät ole kosketuksissa pyörätuolin liikkuvien/kääntyvien osien kanssa.
Huomaa: Tarkista reunavahvikehien kiinnitys ja kireys päivittäin. Tarkista reunavahvikehien, vyöt ja pehmustetut osat säännöllisesti kulumien varalta.
12. Käytä nilkkakiinnitystä aina yhdessä lantiovyön kanssa! Avaa ensin nilkkakiinnitys ja vasta sitten lantiovyö.

Hoito:

Käsipesu korkeintaan 30° C lämpötilassa. Älä käytä kuivausrumpua! Tarkista reunavahvikehien kiinnitys ja kireys päivittäin. Tarkista reunavahvikehien, vyöt ja pehmustetut osat säännöllisesti kulumien varalta.



Sisältö:

1. Kiinnitys kannattimet
4. Tikassoljet
3. Kiinnitysvyö
4. Ohjeet

4 x



4 x



Fotpositionering Kardborrefäste



Användning:

Positioneringsprodukt för fotleder. Vänligen läs och följ instruktionerna noggrant.

Varning:

Denna produkt är inte ett säkerhetsbälte!

Använd alltid fotpositionering i kombination med ett höftbälte! Lossa först fotpositioneringen och sedan höftbältet. Produkten bör endast användas av auktoriserad personal och på deras rekommendation. Produktens hopsättning och justering bör utföras av auktoriserad personal.



Fotpositionering Kardborrefäste

Hopsättningsinstruktioner:

1. Säkerställ att du har rätt produkt i rätt storlek.
Tänk på: Använd inte bältet om användaren lider av kärlsjukdom eller störd känslighet. Sök råd från en läkare.

2. Läs instruktionerna som är inkluderade i förpackningen noggrant.

3. Försäkra dig om att produkten är komplett.

4. Bestäm och markera den lämpligaste positionen för fötterna.

5. Avgör rätt position för metallfästena och fäst dem på fotplattan.

6. Fäst fotpositioneringen.

7. Sätt fast fotpositioneringen med kardborrebanden.

8. Undvik obehag och lätta på trycket med jämna mellanrum.

9. Undvik alltid att dra åt runt katetrar och stomier.

10. Stoppa in vävbandens ändar i bandhållarna.

11. Se till att vävbanden inte är i kontakt med någon av rullstolens rörliga/ vridande delar.


Observera: Kontrollera dagligen att vävbanden sitter bra och är spända.

Kontrollera regelbundet om vävbanden, bältena och de vadderade delarna är utslitna.

12. Använd alltid fotpositionering i kombination med ett höftbälte! Lossa först fotpositioneringen och sedan höftbältet.

Underhåll:

Handtvätta vid max 30° Celsius. Torktumla inte! Kontrollera dagligen att vävbanden sitter bra och är spända. Kontrollera regelbundet om vävbanden, bältena och de vadderade delarna är utslitna.



Innehåll:

1. Fästen
2. Steglåsspänne
3. Positioneringsbälte
4. Instruktionsuppsättning



Positive
Positioning

Contact:
Positioning Products BV

Address:
Scheepmakerstraat 27
2222 AB Katwijk aan Zee
The Netherlands

www.positioningproducts.nl



100% recycled paper